


**OrthoGen®**

USO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD  
DE CADA SITUACIÓN



Descargue el lector de  
QR CODE en tu celular  
y acceder a la página  
del producto.

**BAUMER**  
Compromiso con la Salud

**BAUMER**  
Compromiso con la Salud


**SOLUCIÓN PARA:**  
Ortopedia

**TECNOLOGÍA PARA:**  
Traumatología, Ortopedia e Coluna.



Vista Aérea - Parque Industrial Baumer - Mogi Mirim - SP - Brasil

**Baumer.** Líder en Brasil. Fuerte en el mundo.



**OrthoGen®**  
INJERTO ÓSEO

Contacto Comercial  
Tel: +55 11 3670-0051  
Tel: +55 11 3670-0000  
export@baumer.com.br  
www.baumer.com.br

Genius

## Aplicabilidad:

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS COM PÉRDIDAS ÓSEAS EXTENSAS O LOCALIZADAS CON LA INDICACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN POR MEDIO DE INJERTOS O SUBSTITUTOS ÓSEOS ESTRUCTURALES COMO: FUSIÓN CERVICAL O TORACO-LOMBAR, OSTEOTOMÍA, EL RELLENO DE CAVIDADES, REVISIONES DE ARTROPLASTIAS ENTRE OTRAS.

## Características:

- Injerto óseo para uso ortopédico com estructura y composición físico-química comparable al hueso humano para ganancia de espesor y volumen.
- Sustituto óseo integral de origen bovino con presentación en bloque particulado.
- El proceso de producción preserva la composición orgánica inorgánica del tejido óseo, ofreciéndole características físicas y mecánicas que posibilitan su fijación al lecho óseo receptor por medio de tornillos de fijación.
- Puede ser lapidado y adaptado al lecho receptor por medio de fresas para hueso.
- Excelente alternativa al hueso alógeno e incluso al autógeno, evitando los riesgos de un segundo procedimiento para retirada de hueso del propio paciente.

## Genius | Biomateriales

Durante más de 12 años de promoviendo la regeneración ósea con eficacia y seguridad de su confianza.

### ORTHOGEN BLOQUE

#### Presentaciones:

- 05 x 15 x 15 mm
- 08 x 20 x 20 mm
- 08 x 20 x 30 mm
- 10 x 20 x 20 mm
- 10 x 20 x 30 mm



### ORTHOGEN PARTICULADO

#### Presentaciones:

- 0.5 cc | 1.0 cc | 5.0 cc
- Granulometria:**
- 0.25 mm - 0.50 mm
- 0.50 mm - 0.75 mm
- 0.75 mm - 1.00 mm
- 1.0 mm - 2.0 mm



## INJERTOS ÓSEOS

OrthoGen  
Particulado



OrthoGen  
Bloque

## Ventajas y Beneficios:

- Su proceso de fabricación preserva las características del hueso "in natura".
- Estructura porosa y firme facilita la deposición de células osteogénicas y formación del hueso nuevo por osteoconducción.
- Por su naturaleza trabeculada intacta y sin residuos, permite rápida vascularización.
- Tratamiento físico-químico comprobadamente eficaz en la eliminación de agentes infecciosos.
- Excelente alternativa al hueso alógeno y autógeno.
- Puede ser lapidado y adaptado al lecho receptor.
- Producto de fácil manipulación.